

Schallzahnbürstenaufsatz
Power tooth brush
Brosse à dents sonique



On/Off Knopf
On/Off Button
Bouton On/Off

Zahnbürsten-LED
Brush LED

Affichage DEL brosse à dents

Düsenaufsatz-LED
Nozzle LED

Affichage DEL Buse

Batterie-LED
Battery LED

Affichage DEL Batterie



Düsenaufsatz
Nozzle
Embout de buse

Zahnseidenpatrone
Floss Cartridge
Cartouche de fil dentaire

Knopf zum Lösen des Aufsatzes
Release-Button
Bouton pour libérer l'embout de buse

Wasserdruckeinstellung
Pressure setting
Réglage de la pression de l'eau

Wassereinlass
Water Inlet
Entrée d'eau

JETPIK®

The Ultimate in Dental Hygiene

Jetpik-Europe GmbH
Zeltnerstr. 3
D-90443 Nürnberg

service@jetpik.eu



Kurzanleitung
Quick Start Guide
Guide d'utilisation rapide

JETPIK®

The Ultimate in Dental Hygiene

JP210 SOLO



HOME & TRAVEL KIT

www.jetpik.eu



DE Schieben Sie eine Zahnseidenpatrone in den Düsenaufsatz.

EN Insert one Floss Capsule into the nozzle.

FR Faites glisser une cartouche de fil dentaire dans l'embout de buse.



DE Schieben Sie den Düsenaufsatz in das Handstück bis er fest einrastet.

EN Place the nozzle into the handle completely.

FR Poussez l'embout de buse jusqu'à ce qu'il se verrouille fermement dans la pièce à main.



DE Verbinden Sie den Wasserschlauch mit dem Wassereinlass am Handstück. Füllen Sie ein Gefäß mit Wasser und tauchen sie den Schlauch ein.

EN Connect the water supply hose to the handle and fill cup with water.

FR Connectez le tuyau d'eau à l'entrée d'eau sur la pièce à main.
Remplissez un récipient avec de l'eau.



DE Pressen Sie den On/Off Knopf um die Zahnseide durch die Düse zu drücken. Bei erstmaliger Benutzung saugen Sie an der Düse des ausgeschalteten Geräts, bis Wasser kommt.

EN Press On/Off button to let the water below the floss out into the nozzle (prime the floss).

FR Appuyez le bouton On/Off afin de pousser le fil dentaire à travers la buse. Lors de la première utilisation, aspirez sur la buse de l'appareil à l'arrêt, jusqu'à ce que l'eau vienne.



DE Richten Sie die Düse auf Ihre Zahnzwischenräume und schließen Sie Ihre Lippen etwas. Lehnen Sie sich über Ihr Waschbecken und drücken Sie den On/Off Knopf. Führen Sie den Wasserstrahl entlang des Zahnfleischrandes von Zahnzwischenraum zu Zahnzwischenraum. Justieren Sie bei Bedarf den Druck des Wasserstrahls.

EN Put the nozzle toward your teeth and slightly close your lips. Lean over the sink and press On/Off button to start cleaning.

FR Dirigez la buse vers vos espaces interdentaires et fermez légèrement vos lèvres. Penchez vous au dessus de votre évier et appuyez sur le bouton On/Off. Dirigez le jet d'eau le long de la marge gingivale d'interstice dentaire à interstice dentaire. Ajustez la pression du jet d'eau si nécessaire.



DE Der erste Ladezyklus dauert 6 Stunden.

EN The first charging cycle should take 6 hours.

FR Le premier cycle de charge doit prendre 6 heures.